

Esr Tubes لوله‌های سدیمان سیترا ته شیشه‌ای

لوله‌های سدیمان واکاوی در ابعاد و حجم‌های استاندارد قابل استفاده در دستگاه‌های اتوماتیک می‌باشد. سیترا ته سدیم 3.2% استفاده شده در آن از برند مطرح مرک تهیه گردیده است. جنس شیشه مورد استفاده بوروسیلیکات است. لوله‌های شیشه‌ای سدیمان واکاوی در مقایسه با روش استاندارد وسترن گرین در رتبه‌ای عالی از کیفیت قرار دارد.



Ref No	volume	Color	Size	Tube
ESV128	1.28mL	Blue	9*12mm	Glass tube
ESV160	1.6mL	Blue	9*12mm	Glass tube
ES8V128	1.28mL	Blue	8*12mm	Glass tube
ES8V160	1.6mL	Blue	8*12mm	Glass tube

محصولات سفارشی

شرکت گیتی پژوهان سانا سلامت توانایی تولید محصولات سفارشی آزمایشگاه تحقیقاتی را دارد. محصولات سفارشی این شرکت که مطابق با درخواست مشتری ساخته شود، با بهترین عملکرد و طراحی، رضایت مشتریان عزیز را جلب خواهند نمود.



درباره ما

شرکت گیتی پژوهان سانا سلامت با دیدگاه تحقیق و نوآوری فعالیت خود را رسماً در حوزه تولید مواد اولیه و لوله‌های آزمایشگاه تشخیص طبی با برند واکاوی آغاز نمود.

محصولات تولیدی شرکت، لوله‌های آزمایشگاهی در ۴ نوع محصول اصلی با ۱۶ زیر شاخه شامل GRANUL SST, GEL SST, ESR, CBC می‌باشد. همچنین توانایی تولید محصولات سفارشی و انواع لوله‌های دیگر را نیز دارد. در حال حاضر با شرکت‌های تولیدی بزرگ در این عرصه همکاری نزدیکی دارد. محصولات واکاوی ضمن کاهش قیمت نسبت به رقبای خارجی دارای کیفیتی بالا، و در حد استانداردهای اروپایی است.

info@vakavii.com 02191309569
gity.pajohan@gmail.com 09332501496

بزد شهرک صنعتی میدان گل‌ها مجتمع صنعتی کاج
نیش خیابان چهارم

VAKAVII

شرکت گیتی پژوهان سانا سلامت
تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی
Sana Universe Researcher Health
Medical Laboratory Equipment Producer

www.vakavii.com
www.vakavii.ir
www.gitypajohan.ir



Gel Sst Tubes لوله جداکننده سرم خون حاوی ژل و فعال کننده انعقاد Serum Separator Gel clot Activator

لوله‌های ژل دار واکاوی، حاوی فعال کننده انعقاد خون و ژل پلیمری هستند. این لوله‌ها ضمن انعقاد سریع خون (5 دقیقه) باعث جداسازی سرم تنها 15 دقیقه پس از خونگیری درون سانتریفوژ (دور 3000 RPM / 1.2RCF) شده و ژل بین سرم و سلول‌های خونی قرار خواهد گرفت. این خاصیت باعث حذف کامل فیبرین، کاهش همولیز خون و ایجاد سرم شفاف خواهد شد. به دلیل جنس خاص ژل و عدم حلالیت و یا غوطه‌وری داخل سرم، می‌توان نمونه را با لوله بدون نگرانی از آسیب به پروب و نیدل، داخل دستگاه‌های اتونالایزر قرار داد. قابلیت نگهداری لوله ژل دار حاوی خون و سرم تا دمای منفی ۷۰ درجه بدون تخریب و ترکیب شدن با سرم پس از خروج از فریزر از مزیت دیگر این لوله‌ها می‌باشد.

Ref No	Rack	Color Cap	Volume	Size
GL8M16	100pc	Yellow	8mL	100*16mm
GL5M13	100pc	Yellow	5mL	100*13mm
GL4M13	100pc	Yellow	4mL	88*13mm
GL3M12	100pc	Yellow	3mL	75*12mm



Granul Sst Tubes لوله جداکننده سرم خون حاوی گرانول و فعال کننده انعقاد Serum Separator Granules Clot Activator

لوله‌های گرانول واکاوی، حاوی فعال کننده انعقاد خون و گرانول پلیمری هستند. این لوله‌ها باعث انعقاد سریع خون و جداسازی سرم پس از سانتریفوژ شده، گرانول بین سرم و سلول‌های خونی قرار خواهد گرفت. علاوه بر آن به دلیل جنس خاص گرانول و عدم حلالیت و یا غوطه‌وری داخل سرم، می‌توان نمونه را مستقیم با لوله بدون نگرانی از آسیب به پروب و نیدل، داخل دستگاه‌های اتونالایزر قرار داد.



Ref No	Rack	Cap Color	Volume	Size
GR8M16	100pc	Red	8mL	100*16mm
GR5M13	100pc	Red	5mL	100*13mm
GR4M13	100pc	Red	4mL	88*13mm

CBC TUBES لوله‌های جمع‌آوری خون حاوی EDTA K2 & K3

لوله‌های CBC واکاوی از جنس پلی پروپیلن شفاف، دارای کمترین چسبندگی پلاکت با بدنه می‌باشد. ماده ضد انعقاد مصرف شده در این لوله‌ها از برند مطرح مرک می‌باشد. لوله واکاوی در مقایسه با نمونه‌های شاخص اروپایی از آزمون‌های مقایسه‌ای T-Test سربلند بیرون آمده است.

Ref No	Volume	Color	Size	Tube
EDK2-55	2.5mL	Green	12*55 mm	CBC K2
EDK3-55	2.5mL	Green	12*55 mm	CBC K3
EDVK-75	2.5mL	Purple	75*12 mm	Vacuum cap k2/k3